

HEMO-CATH® LT

Produkt - Nr.	Abmessungen	Bezeichnung	VE
SL 18 P	8 French x 18 cm	Hemo Cath LT Silikon - Katheter	5 Sets
SL 24 P	8 French x 24 cm	Hemo Cath LT Silikon - Katheter	5 Sets
MC 101241	12,5 French x 15 cm	Hemo Cath LT Silikon -	5 Sets
MC 101242	12,5 French x 18 cm	Hemo Cath LT Silikon -	5 Sets
MC 101243	12,5 French x 24 cm	Hemo Cath LT Silikon -	5 Sets

Jedes Set enthält :

- * Hemo Cath LT Katheter (1x)
- * Punktionsnadel (1x)
- * Injektions - Verschlusskappen (2x)
- * Führungsdraht (1x)
- * Trokar (1x)
- * Splitkanüle mit Gefäßdilator (2x)
- * Spritze (1x)



 medKomp

med-Komp GmbH

Römerstr. 15

45721 Haltern am See

Tel: 02364 / 92 99 35

Fax: 02364 / 50 60 853



www.med-komp.de